

Health Kit

INSTRUCTION MANUAL

Medicine Spoon & Medicine Dropper

- Child should sit up while medicine is being dispensed.
- Dispense slowly.
- Thoroughly clean before and after each use.

CAUTION

Keep Medications out of your child's reach. It is recommended to use a child resistant top on all medicine bottles and keep them stored in an area that is not accessible by a child.

Medicine Spoon

To Use:

While child is sitting upright, hold the spoon upside down. Pour the medicine into the handle. Use the graduation to measure the proper amount. Level the spoon out and place into child's mouth. Allow child to swallow naturally. Do not pour the medicine into child's mouth, as this may result in choking.

To Wash:

Wash thoroughly in warm, soapy water before and after each use. The Medicine spoon is also dishwasher safe.

Medicine Dropper

To Use:

Squeeze the bulb at the end of the dropper and insert the tip into the medicine bottle. Releasing the bulb fills the tube with medicine. Fill bulb until the desired dosage marking. To eliminate excess, squeeze the bulb. While child is in an upright position, administer the medicine by inserting the tip of the dropper into the child's mouth and gently squeeze the bulb.

To Clean:

Before and after each use, place the medicine dropper in warm soapy water. Squeeze and release the bulb to flush the interior. To rinse, repeat the process in clear water. The Medicine Dropper is also dishwasher safe.

Nasal Aspirator

To Use:

While child is sitting upright, squeeze bulb to empty the air out. Gently insert the tip of the Aspirator into child's nostril. Slowly release the bulb to clear out child's passages. Repeat in other nostril.

To Clean:

Before and after each use, place in warm soapy water. Squeeze and release the bulb to flush interior. To rinse, repeat process in clear water. Be sure all water is drained during drying.

CAUTION

Never insert the aspirator too deep into the nostril. Always dry after each use. Not for use in child's ears or mouth. Keep away from heat and bright light.

Meets
CPSC Safety
Requirements



Thermometer

WARNINGS BEFORE USING DIGITAL THERMOMETER PLEASE READ CAREFULLY

- This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe into ear.
- Take temperate measurements Underarm, Orally, or Rectally.
- **ALWAYS** supervise your children when using thermometer.
- **NEVER** allow your child to use it alone.
- **NEVER** allow children to play with this product. It is not a toy.

IMPORTANT INFORMATION

- Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.
- **DO NOT** allow child to walk or run during temperature taking. Probe could present a hazard.
- High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician.
- Fever chart included in manual.


CARE & MAINTENANCE

- Clean the thermometer tip and probe using isopropyl alcohol or soap and water.
- Store the unit in the protective case while not in use.
- Do not store or keep in direct sunlight, or in high temperatures.
- Keep battery away from children
- To avoid damage to probe, do not bend the thermometer tip.
- Do not open the thermometer except to replace battery.
- Do not drop thermometer, as this may ruin the unit.

DIRECTIONS

RECTAL USE


- Commonly used for babies, young children, or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.
- Lubricate probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly.
- Gently insert the probe tip no more than 1.3cm (1/2inch) into the rectum. Do not force the tip into the rectum if resistance is encountered.
- Clean the thermometer as recommended above.
- The peak temperature should be reached in approximately 15 seconds.
- Read the digital display and subtract 0.5°C (0.9°F) for the final temperature reading.



UNDERARM (AXILLARY) USE

(For children 4 years and younger)

- Wipe underarm with a dry towel
- Place probe tip in armpit and bring arm down against body. The thermometer should be pointing upward in the same direction as your body if possible.
- The time required for an accurate underarm temperature may be 25 seconds or longer depending on placement of the probe and closure of the arm against the body.
- Read the digital display and add 0.5°C (0.9°F) for final temperature reading.



CHANGING THE BATTERY

- Replace battery when " " appears in the lower right corner of LCD display.
- Pull battery cover off as shown in Figure 3.
- Gently pull out plastic circuit board with battery chamber approximately 1 cm (slightly less than 1/2") (See Figure 4)
- Use pointed object such as a pen to remove old battery. Discard battery lawfully. Replace with new 1.5V DC button type LR41 or SR41,UCC392, or equivalent. Be sure battery is installed with "+" polarity facing up. (See Figure 5)
- Slide battery chamber back into place and attach cover.

WARNING: KEEP BATTERY OUT OF CHILD'S REACH. SWALLOWING BATTERY COULD BE FATAL. BATTERY SHOULD NOT BE CHARGED OR PLACED INTO EXTREME HEAT AS IT MAY RUPTURE.

This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision.

- Do not expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight. Avoid sudden impact and dust.
- Keep battery out of child's reach. Swallowing a battery could be fatal.
- Batter should not be charged or placed into extreme heat, as it may explode.
- Used batteries should be disposed of properly.

PRECAUTION

The performance of the device may be degraded should one or more of the following occur:

- Operation outside the manufacture's stated temperature and humidity range. (41°F ~ 104°F)
- Storage outside the manufacturer's stated temperature and humidity range. (-4°F ~ 131°F)
- Mechanical shock (for example, drop test)
- Patient temperature is below ambient temperature.

Portable and mobile RF communications can affect the device. The device needs special precautions regarding EMC according to EMC information provided in the accompany documents.


WHAT IS A "NORMAL" TEMPERATURE?

Temperature readings vary in different individuals. A normal temperature refers to each individual's average temperature while they are well. Normal average temperatures range from 36.1°C to 37.7°C (97°F to 100°F) when taken orally. See "RECTAL USE" and "UNDERARM (AXILLARY) USE" for the oral equivalent of a rectal or underarm reading.

TEMPERATURE METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE
Oral	97.0°F ~ 99.6°F	99.6°F +
Rectal	97.3°F ~ 100.4°F	100.4°F +
Underarm	95.4°F ~ 98.6°F	98.6°F +


ORAL USE (For children 4 years and older)

- Do not drink hot or cold fluids, exercise, or perform other activities that will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature. The mouth should remain closed up to 5 minutes before attempting a reading.
- Place the probe tip well under the tongue, (see diagram) as indicated by the "✓" symbol. Instruct children not to bite down on the probe.
- The peak temperature should be reached in approximately 25 seconds. Opening the mouth could result in a longer time for a reading.
- When peak temperature is reached, the °C or °F symbol will stop flashing, and the thermometer will beep repeatedly. **Please note: It is not necessary to hear the beep to ensure the peak temperature has been reached. When the °C or °F symbol stops flashing and the display reads a consistent temperature, the peak temperature has been reached.**
- Read and record the temperature and time for reference. The reading will automatically be stored in the memory.
- Push the ON - OFF button to turn the unit off. If you do not turn the unit off, it will shut off automatically in approximately 10 minutes.



TROUBLESHOOTING

Error	Problem	Solution
Lo	Temperature taken is lower than 32.0°C (90.0°F)	Turn off, wait one minute and take a new temperature via close contact and sufficient rest
Hi	Temperature taken is higher than 42.9°C (109.9°F)	
Err	The system is not functioning properly.	Unload the battery, wait for 1 minute and repower it. If the message reappears, contact the retailer for service.
	Dead battery: Battery icon is flashing, can't be measurable.	Replace the battery.



Visit us at CribsforsKids.org

CAUTION

These products are not toys.
Do Not permit children to play with them.
When not in use, keep out of reach of children.

Nail Clippers

To Use:

1. Wash before initial use.
2. Insert the edge of baby's fingernail between the curved blades.
3. To clip, squeeze the clipper's handle and base between thumb and forefinger.

Note:

Do not clip too close to baby's skin.
We recommend clipping baby's nails while he or she is sleeping.

To Clean:

Sterilize with isopropyl rubbing alcohol and rinse in warm water. Wipe dry.

Toothbrush

To Use:

1. Begin use once all primary teeth are in or when recommended by your dentist.
2. Apply a pea-sized amount of toothpaste to the brush and have your child brush for 2-3 minutes using an up and down motion.
3. Continue to help and supervise your child during brushing - do not allow child to swallow toothpaste.

Note:

Toothbrushes should be replaced every 2-3 months.

To Clean:

Rinse each brush thoroughly before first use and after each use.

IMPORTANT

Questions about your child's oral health should be answered by your family dentist.

CAUTION

Adult supervision required.
Do not allow child to run or walk while carrying or using toothbrush.
Do not let children play with toothbrushes.



Korbex International LLC
3422 Old Capitol Trail, Suite 384
Wilmington, DE 19808 USA
1-888-608-7726
www.korbexbaby.com

Item Code: HK3001
Style# ETC
Lot# 052623
Date of Prod.

Made in Ningbo, China

HKL101B

Kit de Salud

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cuchara para medicina y gotero para medicina

- El niño debe sentarse mientras se le da el medicamento.
- Dar espacio.
- Limpie a fondo antes y después de cada uso.

PRECAUCIÓN

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de su hijo. Se recomienda usar una parte alta a prueba de niños para todos los frascos de medicamentos y mantenerlos almacenados en un área que no sea accesible para un niño.

Cuchara para medicina

Uso:

Mientras el niño está sentado en posición vertical, mantenga la cuchara boca abajo. Vierta la medicina en el mango. Use la graduación para medir la cantidad apropiada. Nivele la cuchara y colóquela en la boca del niño. Permita que el niño trague naturalmente. No vierta el medicamento en la boca del niño, ya que puede provocar asfixia.

Para lavar:

Lave minuciosamente con agua tibia y jabón antes y después de cada uso. La cuchara de medicina también es apta para lavavajillas.

Gotero para medicina

Uso:

Apriete la bombilla en el extremo del cuentagotas e inserte la punta en la botella de la medicina. Al soltar el bulbo, se llena el tubo con medicamento. Llene la bombilla hasta la marca de dosificación deseada. Para eliminar el exceso, aprieta la bombilla. Mientras el niño está en posición vertical, administre el medicamento insertando la punta del gotero en la boca del niño y apriete suavemente el bulbo.

Para limpiar:

antes y después de cada uso, coloque el cuentagotas en agua jabonosa tibia. Aprieta y suelta la bombilla para enjuagar el interior. Para enjuagar, repita el proceso en agua limpia. El gotero para medicina también es apto para lavavajillas.

Aspirador nasal

Uso:

Mientras el niño está sentado en posición vertical, aprieta la bombilla para vaciar el aire. Inserte suavemente la punta del aspirador en la fosa nasal del niño. Lentamente suelte la bombilla para despejar los pasajes del niño. Repita en la otra fosa nasal.

Para limpiar:

antes y después de cada uso, coloque en agua jabonosa tibia. Aprieta y suelta la bombilla para enjuagar el interior. Para enjuagar, repita el proceso en agua limpia. Asegúrese de drenar toda el agua durante el secado.

PRECAUCIÓN

Nunca inserte el aspirador demasiado profundamente en la ventana de la nariz. Siempre seque después de cada uso. No debe usarse en los oídos o la boca del niño. Mantener alejado del calor y la luz brillante.

Termómetro

ADVERTENCIAS ANTES DE USAR EL TERMÓMETRO DIGITAL, LEA DETENIDAMENTE

- Esto **NO** es un termómetro para el oído. **NUNCA** coloque la sonda en el oído.
- Tomar medidas de temperatura en las axilas, orales o rectales.
- SIEMPRE** supervise a sus hijos cuando use el termómetro.
- NUNCA** permita que su hijo lo use solo.
- NUNCA** permita que los niños jueguen con este producto. No es un juguete.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Las lecturas de temperatura se ven afectadas por muchos factores que incluyen el ejercicio, el consumo de bebidas frías o calientes antes de tomar una lectura, así como la técnica.
- NO** permita que el niño camine o corra durante la toma de temperatura. La sonda podría presentar un peligro.
- La fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente para niños pequeños. Por favor, póngase en contacto con su médico.
- Tabla de fiebre incluida en el manual.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la punta del termómetro y la sonda con alcohol isopropílico o jabón y agua.
- Guarde la unidad en el estuche protector mientras no esté en uso.
- No almacene ni mantenga la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Mantenga la batería alejada de los niños.
- Para evitar dañar la sonda, no doble la punta del termómetro.
- No abra el termómetro excepto para reemplazar la batería.
- No deje caer el termómetro, ya que esto puede arruinar la unidad.

INSTRUCCIONES

USO RECTAL

- Se usa comúnmente para bebés, niños pequeños o cuando es difícil tomar una temperatura oral o en las axilas.
- Lubrique la punta de la sonda con un lubricante soluble en agua o vaselina.
- Inserte suavemente la punta de la sonda a no más de 1,3 cm (1/2 pulgada) en el recto. No fuerce la punta en el recto si encuentra resistencia.
- Limpie el termómetro como se recomienda arriba.
- La temperatura máxima debe alcanzarse en aproximadamente 15 segundos.
- Lea la pantalla digital y reste 0.5°C (0.9°F) para la lectura de temperatura final.

USO EN AXILA (AXILAR)

(para niños de 4 años o menos)

- Limpie la axila con una toalla seca.
- Coloque la punta de la sonda en la axila y baje el brazo contra el cuerpo. El termómetro debe apuntar hacia arriba en la misma dirección que su cuerpo, si es posible.
- El tiempo requerido para una temperatura precisa en la axila puede ser de 25 segundos o más, dependiendo de la colocación de la sonda y del cierre del brazo contra el cuerpo.
- Lea la pantalla digital y agregue 0.5°C (0.9°F) para la lectura de la temperatura final.

CAMBIANDO LA BATERÍA

- Reemplace la batería cuando aparezca " " en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
- Tire de la tapa de la batería como se muestra en la Figura 3.
- Extraiga con cuidado la placa de circuito de plástico con la cámara de la batería aproximadamente 1 cm (un poco menos de 1/2"). (Ver figura 4)
- Use un objeto puntiagudo como un bolígrafo para quitar la batería vieja. Deseche la batería legalmente. Reemplazar con una nueva de 1.5V DC botón tipo LR41 o SR41, UCC392 o equivalente. Asegúrese de que la batería esté instalada con "+" y "-" polaridad hacia arriba. (Ver figura 5)
- Deslice la cámara de la batería nuevamente en su lugar y coloque la cubierta.

AGREGUE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN: ADVERTENCIA: MANTENGA LA BATERÍA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA BATERÍA QUE TRAGA PODRÍA SER FATAL. LA BATERÍA NO DEBE CARGARSE O COLOCARSE EN CALOR EXTREMO, PORQUE PUEDE EXPLOTAR.

Este es un dispositivo electrónico sensible y puede dañarse si no se usa adecuadamente bajo la supervisión de los padres.

- No exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz solar directa. Evite el impacto repentino y el polvo.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Tragar una batería puede ser fatal.
- La batería no debe cargarse ni colocarse en un calor extremo, ya que puede explotar.
- Las baterías usadas deben desecharse adecuadamente.

PRECAUCIÓN

El rendimiento del dispositivo se puede degradar si ocurre uno o más de los siguientes:

- Operación fuera del rango de temperatura y humedad establecido por el fabricante. (41°F ~ 104°F)
 - Almacenamiento fuera del rango de temperatura y humedad establecido por el fabricante. (-4°F ~ 131°F)
 - Choque mecánico (por ejemplo, prueba de caída)
 - La temperatura del paciente está por debajo de la temperatura ambiente.
- Las comunicaciones de radio portátiles y móviles pueden afectar al dispositivo. El dispositivo necesita precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC) de acuerdo con la información de EMC que se proporciona en los documentos adjuntos.

¿QUÉ ES UNA TEMPERATURA "NORMAL"?


Las lecturas de temperatura varían en diferentes individuos. Una temperatura normal se refiere a la temperatura promedio de cada individuo mientras están bien. Las temperaturas medias normales oscilan entre 36.1°C y 37.7°C (97°F y 100°F) cuando se toman por vía oral. Consulte "USO RECTAL" y "USO BAJO AXILA (AXILAR)" para obtener el equivalente oral de una lectura rectal o axilar.

MÉTODO DE TEMPERATURA	TEMPERATURA NORMAL	RANGO DE FIEBRE
Oral	97.0°F ~ 99.6°F	99.6°F +
Rectal	97.3°F ~ 100.4°F	100.4°F +
Axila	95.4°F ~ 98.6°F	98.6°F +

USO ORAL


(para niños de 4 años y mayores)

- No tome líquidos fríos o calientes, haga ejercicio ni realice otras actividades que aumenten o disminuyan las lecturas de temperatura en comparación con su temperatura promedio normal. La boca debe permanecer cerrada hasta 5 minutos antes de intentar una lectura.
- Coloque la punta de la sonda bien debajo de la lengua, (vea el diagrama) como lo indica el "✓". Indique a los niños que no muerdan la sonda.
- La temperatura máxima debe alcanzarse en aproximadamente 25 segundos. Abrir la boca puede resultar en un tiempo más largo para una lectura.
- Cuando se alcanza la temperatura pico, el símbolo °C o °F dejará de parpadear, y el termómetro emitirá un pitido repetidamente. **Tenga en cuenta que no es necesario escuchar el pitido para asegurarse de que se haya alcanzado la temperatura máxima. Cuando el símbolo °C o °F deja de parpadear y la pantalla muestra una temperatura constante, se ha alcanzado la temperatura máxima.**
- Leer y registrar la temperatura y el tiempo de referencia. La lectura se guardará automáticamente en la memoria.
- Presione el botón ON - OFF para apagar la unidad. Si no apaga la unidad, se apagará automáticamente en aproximadamente 10 minutos.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error	Problema	Solución
Lo	La temperatura tomada es más baja que 32.0°C (90.0°F)	Apague, espere un minuto y tome una nueva temperatura a través de contacto cercano y suficiente descanso.
Hi	La temperatura tomada es más alta que 42.9°C (109.9°F)	Descargue la batería, espere 1 minuto y vuelva a encender eso. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con el minorista para servicio.
Err	El sistema no está funcionando correctamente	Reemplace la batería.
	Batería muerta: el icono de la batería es intermitente, no se puede medir	



Visit us at CribsforKids.org

PRECAUCIÓN

Estos productos no son juguetes. No permita que los niños jueguen con ellos. Cuando no esté en uso, manténgalos fuera del alcance de los niños.

Cortaúñas

Uso:

- Lave antes de su uso inicial.
- Inserte el borde de la uña del bebé entre las cuchillas curvadas.
- Para cortar, apriete el mango y la base del clipper entre el pulgar y el índice.

Nota:

No corte demasiado cerca de la piel del bebé. Recomendamos cortar las uñas del bebé mientras duerme.

Para limpiar:

Esterilice con alcohol isopropílico y enjuague con agua tibia. Secar.

Cepillo dental

Uso:

- Comience a usar una vez que todos los dientes primarios estén o cuando lo haya recomendado su dentista.
- Aplique una cantidad de pasta de dientes del tamaño de un chicharro al cepillo y haga que su niño cepille durante 2 o 3 minutos usando un movimiento hacia arriba y hacia abajo.
- Continúe ayudando y supervisando a su hijo durante el cepillado: no permita que el niño se trague la pasta de dientes.

Nota:

Los cepillos dentales deben reemplazarse cada 2-3 meses.

Para limpiar:

Enjuague bien cada cepillo antes del primer uso y después de cada uso.

PRECAUCIÓN

Se requiere supervisión de un adulto. No permita que el niño corra o camine mientras lleva o usa un cepillo dental. No permita que los niños jueguen con cepillos dentales.



Korbex International LLC
3422 Old Capitol Trail, Suite 384
Wilmington, DE 19808 USA
1-888-608-7726
www.korbexbaby.com

Item Code: HK3001
Style# ETC
Lot# 052623
Date of Prod.

Made in Ningbo, China

HKLB101B